

2006年11月30日

報道関係各位

— 体温測定から、毎日の体調管理を—
「仁丹電子体温計MT1611 ピピット正確」新発売

森下仁丹株式会社(本社:大阪市中央区/代表取締役:駒村純一)は、2006年11月27日(月)より、電子体温計、「仁丹電子体温計MT1611 ピピット正確」(1,344円/税込み)を全国の薬局・薬店にて新発売いたしました。

本商品は、家庭の主婦を対象に必要な機能を「簡単・便利に使える」をコンセプトに設計しました。誤差±0.1℃の精度で体温を測ることのできる実測式を採用し、さらに前回値メモリー機能付きで毎日の体温測定に便利な商品です。重量は、10gで、軽くてコンパクトな使いやすさと低価格・多機能を実現した仕様になっています。初年度販売目標は、1億円/年です。

■ 仁丹電子体温計MT1611 ピピット正確 製品特徴 ■

実測式を採用

サーミスタと呼ばれる熱に反応する素子が、測温部の中に埋められており、熱と抵抗の関係から、電子回路が温度を計算します。許容誤差範囲は±0.1℃となっており、厳密に体温を測ることができます。また、計量法に基づき1本1本国家検定を受けています。

前回値メモリー機能

前回値を記憶しているのです、体調管理に適しています。

軽量 10g

軽量でコンパクトでノーマルな形状にしているため、使いやすくなっています。

わき下・口中 両用

わき下、口中どちらでも使えます。

- ・わき下: わき下をしっかりと閉じてから10分以上測定してください。
- ・口 中: 舌のつけ根にあて、口を閉じ、5分以上測定してください。

安心の品質

平成17年4月より施行された新薬事法により、体温計を製造する工場の条件、当該商品のJIS規格への適合性(電磁波要求事項等)等、高度な品質管理が敷かれています。本商品は、その新薬事法の認証基準をクリアした仕様となっています。



森下仁丹株式会社では、1922年(大正11年)に「仁丹体温計」を発売して以来、ガラス体温計、耳式体温計を販売してまいりました。そしてこの度、さらなる商品ラインナップの充実を図るため、電子体温計で世界的にトップクラスの実績を誇るマイクロライフ社と契約し、高品質な電子体温計の販売を開始いたします。

商品概要

商 品 名	仁丹電子体温計MT1611 ピピット正確
医療機器認証番号	218AABZX00114000
一 般 的 名 称	電子体温計
医 療 機 器 分 類	管理医療機器
販 売 名	仁丹電子体温計MT1611
測 定 方 式	実測式
感 温 素 子	サーミスタ
体 温 表 示	デジタル表示 3桁+°C表示、0.1°C毎
測 定 精 度	±0.1°C(標準室温 23°Cにて恒温水槽で実測測定した場合)
測 定 範 囲	32.0°C～42.9°C
消 費 電 流	0.1mA(測定時)
電 源 電 圧	DC1.5V(アルカリマンガンボタン電池 LR41×1 個)
消 費 電 力	0.15mW
動 作 環 境 条 件	周囲温度 10～40°C、相対湿度 30～85%RH
保 管 条 件	周囲温度 -20～60°C、相対湿度 30～95%RH
外 形 外 寸	長さ 127.2mm×幅 17.9mm×厚さ 10.2mm
重 量	約 10g (電池含む)
希 望 小 売 価 格	1,344 円(本体価格:1,280 円)
製 造 元	オンボエレクトロニック(ジェンツェン) カンパニーリミテッド
製 造 販 売 元	森下仁丹株式会社
発 売 時 期	2006 年 11 月 27 日
販 売 ル ー ト	全国の薬局・薬店
付 属 品	お試し用電池(アルカリマンガンボタン電池LR41×1 個)、収納ケース、取扱説明書(保証書)、添付文書

【商品についてのお問い合わせは】

森下仁丹株式会社 お客様相談室 TEL : 06-6761-0003

【リリースについてのお問合せは】

共同 PR 株式会社 担当:長尾・本澤 TEL:03-3571-5275 FAX:03-3574-0316