



森下仁丹

報道関係各位

2013年9月18日  
森下仁丹株式会社

先進素材を採用した高機能傷あて材の「ハイドロウェット」に、  
素材の自着性を活かした大きめパッドタイプが新登場

**MEDICARE** 『ハイドロウェット パッドタイプ』  
メディケア®シリーズ

2013年10月1日(火)より全国のドラッグストア(薬局・薬店)で発売

森下仁丹株式会社(本社:大阪市中央区/代表取締役社長:駒村純一)は、セルフメディケーションブランドの「メディケア」から、医療現場でも使用される先進素材を採用した高機能傷あて材の「ハイドロウェット」の新ラインナップとして、粘着剤不使用でもはがれにくい、素材の自着性を活かした「メディケア®ハイドロウェットパッドタイプ」を、M・Lサイズの2展開で2013年10月1日(火)より全国のドラッグストア(薬局・薬店)にて発売します。

「メディケア®ハイドロウェットパッドタイプ」は、「ハイドロウェット」にも採用している傷あとを残りにくくする特殊パッドはそのままに、支持体(ポリウレタンフィルム)をなくしたパッドだけの形状です。素材自体の自着性・柔軟性が高いため、傷口に密着してはがれにくく、2枚以上を並べて貼ることができるため、大きな傷にも使用できます。また別売りの「メディケア®防水フィルムロールタイプ」などと組み合わせてのご使用も可能で、多様化する在宅ケアのニーズに対応します。

### 《 商品 特 長 》

#### ① 傷あとを残りにくくします

- ・医療現場でも使用される先進素材が治癒に適した環境を整え、かさぶたをつくりにくくし、傷あとを残りにくくします。

#### ② 支持体がなく、簡単に2枚以上並べて貼ることができます

- ・2枚以上並べて貼ることができるので、大きな傷にもお使いいただけます。
- ・別売りの「メディケア®防水フィルムロールタイプ」などと自由に組み合わせて使用できます。



イメージ図

#### ③ 自着性があり、はがれにくい設計です

- ・パッド自体に自着性があり、傷口にピタっとくっつきます。
- ・はがれにくいようにパッドの四隅にアール加工を施しています。  
※よく動かす部位に使用する際はテープなどと組み合わせてお使いください。
- ・柔軟で伸縮性も高く、体の曲線になじみます。



【販売名】  
メディケア®ハイドロウェットパッドタイプ  
【容量】3枚入り  
【希望小売価格】  
Mサイズ/788円(税込)  
Lサイズ/893円(税込)

※商品画像をご入用の方は、お手数ですが[h-nagao@kyodo-pr.co.jp](mailto:h-nagao@kyodo-pr.co.jp)(共同PR長尾)もしくは下記連絡先までご連絡頂ければ幸いです。

#### 【リリースについてのお問合せ先】

森下仁丹株式会社 広報宣伝 G 担当:磯部・本山 TEL:06-6761-1134 FAX:06-6761-8108  
共同PR株式会社 第四業務局 担当:長尾・呉 TEL:03-3571-5275 FAX:03-3574-1005

#### 【お客様からのお問合せ先】

森下仁丹株式会社 お客様相談室 TEL:06-6761-0003



森下仁丹 〒540-8566 大阪市中央区玉造一丁目2番40号 TEL:(06)6761-1134 FAX:(06)6761-8108

【「メディケア®ハイドロウェットパッドタイプ」商品概要】

販 売 名	メディケア®ハイドロウェットパッドタイプ
カ テ ゴ リ	一般医療機器
分 類	医療用不織布
サ イ ズ ・ 容 量	Mサイズ：40×65mm 3枚入り Lサイズ：65×70mm 3枚入り
価 格	Mサイズ：788円（税込） Lサイズ：893円（税込）
発 売 日	2013年10月1日（火）
原 材 料	[パッド部]ポリウレタン
包 装 仕 様	個包装、アルミチャック袋
品 質 保 持 期 限	3年
使 用 目 的	創傷又は外科切開部を処置するために用いる。